



Artikelnummer	140526
Prijs excl. BTW	€ 85,71
Prijs incl. BTW	€ 103,71
Voorraad	Nog slechts 3 op voorraad

Omschrijving

Verpleegtas - Nylon (afwasbaar) - Roze - 35 x 26 x 14 cm

Handige medische tas voor het vervoer van uw medische instrumenten.

Deze tas is een compacte lichte medische tas voor artsen of verpleegkundigen. De tas bevat tevens een ampullarium en een extra tasje voor het opbergen van medisch materiaal.

Kenmerken:

- Verstelbare, afneembare schouderriem

- Ergonomische handgreep
- Aanpasbare indeling dankzij velcro tussenschotten
- 2 netvakken met ritssluiting
- Voorvak met elastische banden (handig voor het opbergen van verbanden)
- Isothermische ampullenhouder voor 16 ampullen
- Uitneembaar tasje met transparant venster
- Kleur: roze
- Materiaal: 420D Polyester
- Afwasbaar
- Afmetingen: 35 x 26 x 14 cm
- Capaciteit: 12,5 l
- Gewicht: 1,32 kg
- Maximaal aanbevolen gewicht van inhoud: 3,5 kg
- Afgebeelde instrumenten niet meegeleverd

Afbeeldingen

