

# Verpleegtas EXTRA LICHT - 44x25x27cm - Geel met tekening

07/10/2025 16:10:43



|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 140505L                      |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 81,82                      |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 99,00                      |
| <b>Voorraad</b>        | Nog slechts 6 op<br>voorraad |

## Omschrijving

Ben je vaak onderweg voor huisbezoeken? En zoek je de ideale tas om alles mee te nemen? Dan is deze verpleegtas - extra licht ideaal om al jouw medisch materiaal overzichtelijk en veilig mee te nemen. Dankzij het slimme ontwerp met meerdere vakken en versterkte details ben je altijd perfect georganiseerd, waar je ook naartoe gaat.

### Handig design

Deze verpleegtas is uitgerust met maar liefst vier ruime opbergvakken met rits – twee aan de zijkanten, één vooraan en één achteraan. Het voorste vak is bovendien onderverdeeld in twee compartimenten met elastieken banden, zodat je kleine materialen netjes op hun plaats houdt. Zo vind je altijd snel wat je nodig hebt.

## Productkenmerken:

- Twee interne afscheiders verstelbaar
- Zak van net stof op de klep
- Twee externe zakken met open ruimte
- Een extern vak onderverdeeld en met elastische rubberen banden
- Ritsen hoge weerstand
- Reflecterende banden
- Materiaal wasbaar
- Handgrepen en schouderriem zijn verstevigd
- Gemaakt in polyester 600D met coating PVC (waterdicht behandeld)
- Afmetingen: 44x25x27cm
- Gewicht: 1,3 kg
- Inhoud: 21,6L