



AED Samaritan PAD 360P - volautomaat - inclusief draagtas + GRATIS METALEN BINNENKAST MET ALARM + STICKERSET (5 stickers) + REANIMATIEKIT

07/10/2025 18:12:12



Artikelnummer	131080
Prijs excl. BTW	€ 1.473,10
Prijs incl. BTW	€ 1.782,45
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

PRIJSVERLAGING SINDS 1 JANUARI 2018 : 6% BTW ipv 21% ! AED Defibrilator Samaritan PAD 360P - volautomaat - inclusief draagtas

+ Geleverd met metalen binnenkast met alarm

Kenmerken AED kast met alarm

- Afmetingen bxhxd: 380 x 380 x 200 mm.
- Het alarm heeft drie verschillende standen. Het wordt geactiveerd door het openen van de kast en stopt weer zodra de deur wordt gesloten, na dertig seconden of na negentig seconden.
- Voeding dmv 3 meegeleverde knoopcellen.
- Beschikbaar in het wit en in het groen
- 100% stof en waterbestendig
- Gemaakt van slagvast polystyreen

+ Stickerset (5 stickers)

o.a. 1 x AED in dit gebouw aanwezig: 100 mm x 290 mm & AED in dit gebouw aanwezig, voor binnenzijde raam: 100mm x 290mm¹

+ Reanimatiekit bestaande uit:

- AMBU Pocket Mask beademingsmasker
- foliedeken met zilveren en gouden zijde
- metalen schaar
- wegwerphandschoenen
- scheermesje
- afdroogdoekje

AED Samaritan PAD 360P

- Betrouwbaar en veilig
- Levering direct uit voorraad
- 10 jaar garantie en service
- Duidelijk gesproken én visuele instructies

De HeartSine Samaritan PAD 360P is speciaal ontwikkeld voor gebruik door niet-professionele hulpverleners. Ideaal voor kantoren, publieke ruimten, sportclubs en horeca. De Samaritan PAD 360P is een volledig automatische AED, dat wil zeggen dat de schok automatisch wordt afgegeven zonder dat er eerst eens schokknop hoeft te worden ingedrukt.

De Defibrillator Samaritan PAD 360P, geschikt voor elke omgeving

Een garantietermijn van tien jaar, een gecombineerde batterij en elektroden en erg makkelijk in gebruik en onderhoud: de PAD 360P voldoet aan de strengste kwaliteitseisen. De AED heeft een zeer hoge water- en stofdichtheid en is daardoor zelfs geschikt voor scheepvaart, zwembaden, sauna's en andere ruimtes met een hoge vochtigheidsgraad.

Alle voordelen van de Defibrillator Samaritan PAD 360P

- Europees product met acht jaar garantie op de AED
- Meest water- en stofbestendige AED op de markt, IP56
- Met een gewicht van slechts 1,1kg makkelijk om mee te nemen
- Voldoet volledig aan de Europese Reanimatierichtlijnen
- Leverbaar met kinderbatterij en –elektroden
- Oplopend energieniveau (150J – 150J – 200J)
- Gesproken en visuele instructies, goed te gebruiken in rumoerige omgevingen
- Elektroden en batterij samen verpakt in een PadPak, één vervangingsdatum
- Er vindt wekelijks een automatische zelftest plaats
- Een metronoom geeft het gewenste ritme van de hartmassage aan

Goedkoop en makkelijk in het gebruik

De elektroden en batterijen voor de Samaritan PAD zijn samen verpakt in een cassette: de Padpak. Deze is met één simpele handeling in en uit de AED te schuiven. De PadPak hoeft maar eens in de vier jaar vervangen te worden. Dit maakt de Samaritan PAD één van de goedkoopste AED's in het gebruik. De Samaritan PAD 360P wordt standaard geleverd met een robuuste draagtas.

Onderhoud van Defibrillator:

Om de 4 jaar of na gebruik van de batterij/elektrodes (padpak) moeten deze vervangen worden. Deze zijn beschikbaar [voor volwassenen](#) of [voor kinderen](#). Kunt u zelf heel gemakkelijk vervangen indien nodig.

Afbeeldingen

