



Artikelnummer	063065
Prijs excl. BTW	€ 24,85
Prijs incl. BTW	€ 30,07
Voorraad	Nog slechts 5 op voorraad

Omschrijving

Finger bob is een buisvormig vingerverband ready-to-go voor gebruik en daarom gemakkelijk aan te brengen over een pleister of kompres heen. Dit buisvormig vingerverband dient om de vinger te beschermen en/of een pleister op de plaats te houden terwijl u uw bewegingsvrijheid te behouden. Door de goede rekbaarheid is het geschikt voor elke vingergrootte.

Finger bob: Soepel en snel aan te brengen

Bij een verwonding aan de vinger is het belangrijk om de wonde goed te beschermen. De fingerbob is ready-to-go voor gebruik en daarom gemakkelijk aan te brengen over een pleister of kompres heen. In enkele momenten is deze over de vinger gerold die dan helemaal bedekt is. Kortom, een handig gerold verband van elastisch textiel, op maakt gemaakt voor de vinger, die een pleister optimaal fixeert. De rekbaarheid zorgt ervoor dat de pleister de heel dag goed gefixeerd blijft, ook al werkt u intensief met uw handen.

Hoe gebruik je de Finger bob?

- Rol de onderste ring van het vingerverband uit over de vinger.
- Draai de top 360° rond.
- Rol de tweede ring uit over de eerste laag.

Eigenschappen

Dit vingerverband is gemaakt van rekbaar, luchtdoorlatend katoen en is uitgevoerd in het wit. Er bestaat ook een rubberen variant (vingercondooms).