



Artikelnummer	3309
Prijs excl. BTW	€ 9,09
Prijs incl. BTW	€ 11,00
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

HEKA Plast Fix Volvlakpleister is een chirurgische hechtpleister op rol die veelzijdig en geschikt is voor verschillende medische toepassingen. De pleister is zacht, hypoallergeen, rekbaar, zuurstof- en waterdampdoorlatend en is voorzien van een schutvel voor gebruiksgemak.

De Heka plast fixatiepleister biedt onder andere de volgende voordelen:

- Bevestiging van catheters, sondes en drains
- Fixatie van primaire, absorberende verbanden
- Bevestiging op gebogen en/of zeer bewegende lichaamsdelen
- Toepassing op plekken met uitsteeksels of botten
- Bescherming bij oedeemvorming

Met zijn ademende eigenschappen (zuurstof- en waterdampdoorlatend) zorgt de Heka plast fixatiepleister voor een comfortabelere en veiligere fixatie, wat essentieel is voor zowel de genezing als het welzijn van de patiënt.