



Artikelnummer	410009
Prijs excl. BTW	€ 2,70
Prijs incl. BTW	€ 3,27
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

HEKA Snelverband op rol - steriel - 10 x 12cm - per stuk Het HEKA Snelverband op rol is een betrouwbaar, steriel verbandmiddel dat speciaal is ontworpen voor het snel en effectief afdekken van bloedende wonden. Met een afmeting van 10 x 12 cm biedt dit verband een ideale balans tussen dekking en gebruiksgemak, waardoor het onmisbaar is in elke EHBO-kit, medische praktijk, ambulancedienst of sportomgeving.

Eigenschappen

- Bestaat uit absorberend wondkussen dat bevestigd is aan een elastische windel
- Wondkussen is voorzien van een niet-verklevende laag
- Verband is verpakt in een steriele verpakking
- Verband is hypoallergeen en huidvriendelijk