

Hekasoft Non-woven kompres

- Steriel - 10 x 10cm (100 x 1 stuk per doos)

07/10/2025 22:41:53



Artikelnummer	020281
Prijs excl. BTW	€ 8,47
Prijs incl. BTW	€ 10,25
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

HEKA SOFT kompressen non-woven worden gebruikt bij het reinigen van een wonde en de huid daaromheen. Daarnaast als steriele afdekking van droge of licht vochtafgevend wonden. Het is zacht en plooibaar, waardoor het prettig aanvoelt.

Het absorptievermogen is groot en de absorptiesnelheid goed.

Doordat geabsorbeerd vocht snel in de kern wordt opgenomen, verkleeft het non woven kompres minder snel met de wond. Hierdoor wordt de genezing nauwelijks verstoord.

Derhalve verdient het NW kompres de voorkeur boven een gaaskompres, als vochtafgevend wonden moeten worden bedekt. Het kompres kan worden vastgezet met een hecht-, fixatiepleister of een windsel.