



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 020484      |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 15,25     |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 18,45     |
| <b>Voorraad</b>        | op voorraad |

## Omschrijving

Jelonet is gemaakt van speciaal geweven, wijdmazig gaas, geïmpregneerd met witte paraffine. De draden zijn in elkaar gevlochten waardoor het niet rafelt.

## Voordelen

- Comfortabel voor de patiënt
- Neutraal

Per stuk steriel in peel-apart verpakking, voorzien van een tussenblad ter bevordering van een aseptische techniek.

## Indicaties

- Brandwonden
- Donor- en receptorplaatsen en als transportmedium voor skin grafts
- Open wonden, snij- en schaafwonden
- Beenulcera

- Decubitus
- Afdekken van zalven op de wond of huid