



Artikelnummer	040010
Prijs excl. BTW	€ 9,13
Prijs incl. BTW	€ 11,05
Voorraad	Nog slechts 4 op voorraad

Omschrijving

Leukoplast Elastic is een sterke elastische wondpleister voor de snelle en hygiënische verzorging van kleine verwondingen. Leukoplast Elastic is een huidvriendelijke eerstehulppleisters voor de verzorging van kleine en vochtafscheidende wonden. De professionele gebruiker heeft behoefte aan betrouwbare, flexibele en gebruiksvriendelijke pleisters. Het assortiment van Leukoplast is samengesteld op basis van deze behoeften.

De pleisters van Leukoplast zijn latexvrij en daardoor geschikt voor patiënten met een allergie.

Dankzij de sterke kleefstof blijven de pleisters goed zitten. Een nieuw mechanisme in de dispenser maakt tijdbesparende hantering mogelijk. Het assortiment van Leukoplast heeft voor alle toepassingen en voor elk huidtype de juiste pleister. Per meter zijn de pleisters in drie verschillende breedtes verkrijgbaar om individueel op maat te knippen.

Leukoplast Elastic kan gebruikt worden voor het afdekken en beschermen van verwondingen, ideaal voor bewegende lichaamsdelen.

De pleister is zeer flexibel en uitermate geschikt voor bewegende lichaamsdelen, zoals knie of elleboog. De elasticiteit van Hansplast elastisch loopt over de gehele breedte, dus ook over het wondkussen. Deze elasticiteit wordt bereikt door middel van het gebruik van polyamidegarens in combinatie met een speciale weeftechniek. Hansplast elastisch wordt door een speciaal procédé lucht- en waterdoorlatend gemaakt (microporeus) waarmee huidproblemen worden vermeden. De kleeflaag bestaat uit zink-oxyde rubber.

Kenmerken

- Bijzonder flexibel
- Betrouwbare hechting
- Ademend