



Leukostrip Hechtingsstrips - 4mm x 76mm - Wit - per vel van 4 strips

07/10/2025 18:17:06

Artikelnummer	094003
Prijs excl. BTW	€ 1,28
Prijs incl. BTW	€ 1,55
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Leukostrips Leukostrip wondhecht strips zijn vervaardigd van 100% polyamide voorzien van een hypo-allergene kleeflaag waarmee een vrijwel pijnloze wondsluiting mogelijk is. Het materiaal is elastisch en rekt mee bij eventueel ontstaan van zwelling. Leukostrip komt, nadat de zwelling is afgenomen, weer in haar oorspronkelijke vorm terug. Door hechtingen op de derde postoperatieve dag te vervangen door een wondhechting met Leukostrip, wordt de littekenvorming op de plaats van de insteekopening geminimaliseerd zodat een ontsierend “ritssluiting effect” zoveel mogelijk kan worden voorkomen. Leukostrip kan ook gecombineerd worden met subcutane of intracutane hechtingen of als aanvulling gebruikt worden bij nietjes.

Voordelen Leukostrips

- Soepel
- Helpt de wond beschermen tegen trek- en schuifkrachten.
- Permeabel
- Leukostrip is lucht- en waterdamp doorlatend en reduceert hierdoor het risico op maceratie.
- Hypo-allergeen
- De micro poreuze kleeflaag is hypo-allergeen waardoor het risico op allergische reacties wordt gereduceerd.
- Betrouwbare kleefkracht

- De strips kleven goed en veilig.

Indicaties Leukostrips

- Primaire en secundaire wondsluiting.
- Fixatie van huidtransplantaten.
- Vervangen van hechtingen (als vervolgbehandeling van subcutane hechtingen).
- Ter ondersteuning en ontlasting van sub- en intracutane hechtingen en nietjes.