

# Leukostrip S Hechtingsstrips - 6,4 x 76mm - Beige - 50 vellen van 3 strips

08/10/2025 15:37:49



|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 094010                    |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 76,62                   |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 92,71                   |
| <b>Voorraad</b>        | Nog slechts 5 op voorraad |

## Omschrijving

Leukostrip S elastic - 4x50st. Leukostrip wondhechtstrips zijn vervaardigd van 100% polyamide voorzien van een hypo-allergene kleeflaag waarmee een vrijwel pijnloze wondsluiting mogelijk is. Het materiaal is elastisch en rekt mee bij eventueel ontstaan van zwelling. Leukostrip komt, nadat de zwelling is afgenomen, weer in haar oorspronkelijke vorm terug. Door hechtingen op de derde postoperatieve dag te vervangen door een wondhechting met Leukostrip, wordt de littekenvorming op de plaats van de insteekopening geminimaliseerd zodat een ontsierend "ritssluiting effect" zoveel mogelijk kan worden voorkomen. Leukostrip kan ook gecombineerd worden met subcutane of intracutane hechtingen of als aanvulling gebruikt worden bij nietjes.

## Voordelen Leukostrips

- Soepel

- Helpt de wond beschermen tegen trek- en schuifkrachten.
- Permeabel
- Leukostrip is lucht- en waterdampdoorlatend en reduceert hierdoor het risico op maceratie.
- Hypo-allergeen
- De microporeuze kleeflaag is hypo-allergeen waardoor het risico op allergische reacties wordt gereduceerd.
- Betrouwbare kleefkracht
- De strips kleven goed en veilig.

## Indicaties Leukostrips

- Primaire en secundaire wondsluiting.
- Fixatie van huidtransplantaten.
- Vervangen van hechtingen (als vervolgbehandeling van subcutane hechtingen).
- Ter ondersteuning en ontlasting van sub- en intracutane hechtingen en nietjes.