



Medipore hechtpleister geperforeerd - 2,5cm x 9,14m (2 stuks)

08/10/2025 10:56:18

Artikelnummer	043706
Prijs excl. BTW	€ 5,88
Prijs incl. BTW	€ 7,11
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Zelfde zachte, aanpassende pleister als 3M™ Medipore™, geperforeerd.

Eigenschappen en voordelen

- Makkelijk af te scheuren, geperforeerde rollen
- Zacht, laat de huid ademen en vrijwaart haar integriteit
- Uitstekend rekvermogen, kruisgewijs en diagonaal
- Makkelijk te hanteren– krult niet op en kleeft niet op zichzelf
- Geen papieren schutblad te verwijderen
- Hypoallergeen en vrij van latex

Mogelijke toepassingen Medipore kleefpleister

- Fixatie van post-operatieve verbanden
- Als afdekkend verband over gaas
- Fixaties op zones waar de huid uitrekt (vb. oedeem, zwelling, hematoomvorming of over gewrichten)