



Artikelnummer	023093
Prijs excl. BTW	€ 12,26
Prijs incl. BTW	€ 14,83
Voorraad	Nog slechts 9 op voorraad

Omschrijving

Veilige en huidvriendelijke fixatietape Mepitac[®] is zeer soepel en eenvoudig aan te brengen en te verwijderen. De Safetac-laag garandeert een goede fixatie en een atraumatische verwijdering. Als controle of verplaatsen noodzakelijk is, kan Mepitac[®] verwijderd en weer teruggeplaatst worden. Mepitac[®] is de ideale fixatieoplossing voor patiënten met een kwetsbare of gevoelige huid. Mepitac[®] is uitermate geschikt voor patiënten waarbij regelmatig fixatiepleisters op dezelfde plaats moeten worden aangebracht en verwijderd, zoals bij pasgeborenen en dialysepatiënten.

Voordelen van Mepitac[®]

- Geeft minder pijn en trauma tijdens verbandwisselingen
- Volgt de contouren van het lichaam goed
- Laat geen kleefresten achter op de huid
- Waterbestendig
- Ademend

Toepassingen

Mepitac[®] kan gebruikt worden voor de fixatie van medische hulpmiddelen, zoals drains, buisjes, sondes, elektroden, intraveneuze canules en wondverbanden. Bovendien biedt Mepitac[®] een zachte bescherming aan de huid bij gebruik onder hulpmiddelen zoals o.a. tubes.