

NAD Niet-inklevend kompres - Steriel - 7,5 x 7,5 cm - 100 x 1 stuk

08/10/2025 00:29:53



Artikelnummer	020042
Prijs excl. BTW	€ 15,76
Prijs incl. BTW	€ 19,07
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Een absorberend, niet inklevend wondkompres wordt gebruikt voor afdekking van matig exsuderende wonden.

Het kompres is aan beide zijden voorzien van een speciaal laagje, waardoor de kans op verkleefing aan de wond gering is.

Hierdoor maakt het niet uit welke zijde op de wond wordt aangebracht. Door deze eigenschap wordt de wondgenezing nauwelijks verstoord en vindt verbandwisseling gemakkelijk en praktisch pijnloos plaats. Deze verbanden kunnen eenvoudig worden gefixeerd met een fixatiewindel of een hecht- of fixatiepleister.