



Omnifix Elastic Non-woven fixatiepeister - Latexvrij - 15cm x 10m - per stuk

08/10/2025 04:47:55



Artikelnummer	040617
Prijs excl. BTW	€ 7,07
Prijs incl. BTW	€ 8,55
Voorraad	Nog slechts 8 op voorraad

Omschrijving

Nonwoven fixatiepleister voor verbandfixatie met hypoallergene, huidvriendelijke kleeflaag.

Toepassingen

Omnifix kan gebruikt worden voor allerlei situaties waarin fixatie nodig is, zoals het fixeren van verbanden, gaaskompressen, katheters en buisjes. Voor volledige bedekking van verbanden en verbandfixatie in alle medische gebieden: ideaal voor verbandfixatie op gewrichten, ronde en kegelvormige lichaamsdelen.

Eigenschappen

- bijzonder zacht en comfortabel
- elastisch in de breedte

- bijzonder lucht- en vochtdoorlatend
- veroorzaakt geen maceratie
- hecht betrouwbaar
- kan pijnloos en zonder resten verwijderd worden
- absorbeert geen röntgenstralen
- goed bestand tegen veroudering en warmte.