



Artikelnummer	020479
Prijs excl. BTW	€ 51,56
Prijs incl. BTW	€ 62,39
Voorraad	Nog slechts 8 op voorraad

Omschrijving

RespoSorb[®] Super - Het steriele, supersterk absorberende wondverband voor gebruik bij sterk exsuderende wonden. Het sterke hypo wondverband met hoge absorptie RespoSorb[®] Super neemt exsudaat en wondsecreet snel op, ook onder compressie, houdt het in de absorberende kern vast, voorkomt maceratie en zorgt voor een vochtig wondmilieu. Het hevig absorberend wondverband RespoSorb[®] Super heeft niet alleen een sterk absorberende werking, maar zorgt ook voor een goede polstering van de wond.

Waterafstotend en tegelijkertijd luchtdoorlatend

Het superabsorberende wondverband RespoSorb[®] Super is een samengesteld absorberend verband dat uit vier verschillende materiaallagen bestaat, is rondom gesloten en heeft afgeronde hoeken. De wondzijde van het verband bestaat uit een zeer zacht hydrofoob vlies dat verkleefing met de wond voorkomt. De kern van het kompres wordt gevormd door zachte celstofvlokken, die vermengd zijn met polyacrylaat

polymeren die vloeistoffen vasthouden. Deze absorberende kern wordt omgeven door een dun vlies, dat de vloeistof gelijkmatig verdeelt. De buitenzijde van het verband bestaat uit een groen polypropyleenvlies dat waterafstotend en tegelijkertijd luchtdoorlatend is en gasuitwisseling toelaat.

Extra vocht opname = minder frequente verbandwissel

Doordat RespoSorb[®] Super extra vocht kan opnemen, hoeft het verband minder frequent te worden vervangen. Dat bevordert de rust van de wond en biedt extra bescherming tegen contaminatie.

Indicaties voor het sterk absorberende wondverband RespoSorb[®] Super

Voor de behandeling van oppervlakkige, acute of chronische wonden die veel exsudaat produceren (bijvoorbeeld decubitus, ulcus cruris, ulcererende tumoren...) [Klik hier om te zien hoe snel en hoeveel RespoSorb Super kan absorberen.](#) [Klik hier om de retentie van vocht te zien van het RespoSorb Super verband.](#)

Verkrijgbaar in verschillende formaten

- RespoSorb[®] Super 10 x 10 cm - 10 stuks
- RespoSorb[®] Super 10 x 20 cm - 10 stuks
- RespoSorb[®] Super 15 x 20 cm - 10 stuks
- RespoSorb[®] Super 20 x 25 cm - 10 stuks
- RespoSorb[®] Super 20 x 40 cm - 10 stuks