



Artikelnummer	021036
Prijs excl. BTW	€ 2,60
Prijs incl. BTW	€ 3,15
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Gaaskompressen niet steriel - 8 L - verpakking van 100 stuks De niet-steriele, 17-draads gaaskompressen zijn vervaardigd uit 100% katoen en worden gebruikt voor de reiniging en de niet-aseptische bedekking van wonden. Het hydrofiel gaaskompres niet steriel is een rafelvrij gevouwen, zacht en ademend kompres. Deze is gemaakt van 100% katoen. Het kompres is ontvet en gebleekt. Het heeft een hoge treksterkte in de lengte en breedte richting.