



Artikelnummer	040132
Prijs excl. BTW	€ 5,71
Prijs incl. BTW	€ 6,91
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Deze blauwe snelpleisters zijn zeer handige en kwalitatieve zelfhechtende pleisters. Door hun blauwe kleur ideaal van toepassing in de voedingssector.

Nooit meer een schaar zoeken - met deze snelpleisters bent u zo klaar.

Nooit meer een schaar zoeken, nooit meer een pleister die niet goed zit of loslaat. Deze snelpleister is een unieke, ontwikkelde pleister die overal en altijd te gebruiken is. De pleister heeft uitstekende bloedstelpende eigenschappen. Omdat de pleister volledig zelfklevend is dankzij het unieke materiaal heeft deze altijd een goede hechting en de juiste druk. De pleister plakt dus ook niet op de huid of de wond. De snelpleisters dermatologisch getest en vrij van latex. Dus ook geschikt voor mensen die niet tegen pleisters kunnen. De snelpleister is bovendien luchtdoorlatend, waterafstotend, elastisch en scheurbaar. Handig en snel bij een verwonding! Deze snelpleisters zijn ideaal voor thuis, in de horeca, op het werk en onderweg.