



Artikelnummer	040217
Prijs excl. BTW	€ 7,08
Prijs incl. BTW	€ 8,57
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Dit elastisch snelverband betreft een niet-elastische, zelfklevende pleister voor een snelle wondbehandeling van kleinere verwondingen.

Deze niet-steriele, zelfklevende pleister hecht zich niet aan de wond en heeft een bijzonder hoog absorberend vermogen.

Dit snelverband wordt gebruikt voor het bedekken en beschermen van kleine oppervlakkige wonden.

Kenmerken

- klevend elastisch snelverband met doorlopende kompres
- soepel en luchtdoorlatend
- kleeft niet in de wonde
- snelle applicatie op alle delen van het lichaam.