



Artikelnummer	020717
Prijs excl. BTW	€ 27,84
Prijs incl. BTW	€ 33,69
Voorraad	Nog slechts 8 op voorraad

Omschrijving

3M Tegaderm +Pad is een transparante folie met centraal absorberend verbandkussentje voor licht exsuderende wonden. 3M™ Tegaderm™ +Pad Filmverband met niet-klevend pad is een handig alles-in-één steriel verband. De pads zijn waterdicht en fungeren als virale en bacteriële barrières. Gehecht aan een groter, dun transparant filmverband, om te zorgen voor een normaal wondgenezingsproces met minder pijn en trauma. Het wondverband is soepel en waterbestendig en kan tot 7 dagen blijven zitten. Reinig huid en wond, laat omliggende huid drogen. Verwijder bedrukte papieren schutlaag, houd verband bij 2 uiteinden vast en plaats over wond; wrijf glad vanuit midden. Verwijder papieren aanbrengrand en strijk kanten glad.

Eigenschappen en voordelen

- Handig alles-in-één steriel verband
- Waterdichte barrière om te kunnen douchen zonder het verband te verwijderen
- De niet-klevende pad plakt niet aan de wond

- Waterproof ruglaag welke douchen en baden toelaat
- Bacteriële en virale barrière beperkt het risico op infecties
- Kosten-efficiënt

Mogelijke toepassingen

- Chirurgische wonden
- Kleine incisies en excisies
- Scheur- en schaafwonden
- Oppervlakkige en partial thickness brandwonden
- Licht tot matig exsuderende wonden