

Tubifast Multifunctioneel buisverband - Geel (35-64cm) - 10m

08/10/2025 06:45:10



Artikelnummer	063011
Prijs excl. BTW	€ 21,59
Prijs incl. BTW	€ 26,12
Voorraad	Nog slechts 5 op voorraad

Omschrijving

Tubifast 2 Way Stretch buisverband: Verbandfixatie en huidbescherming voor elk lichaamsdeel

Comfortabel, niet-knellend, elastisch buisverband dat zowel in de breedte als in de lengte mee rekt.

Het gebruiksvriendelijk buisverband

- Ideaal voor verbandfixatie en huidbescherming voor elk lichaamsdeel
- Tubifast 2-Way stretch houdt verbanden goed op zijn plaats zonder tapes, spelden of windels
- Kan ook gebruikt worden als onderkous
- Verschillende afmetingen beschikbaar

- Kan op maat geknipt worden en kan uitgerekt worden over het verband voor een egale pasvorm
- Kostefficiënt

Hoe werkt Tubifast 2 Way stretch buisverband?

Tubifast 2 Way stretch buisverband is gemaakt uit viscose met zeer fijne elastische draden verweven in het materiaal om zo lichte elasticiteit te creëren. Het houdt verbanden goed op zijn plaats zonder vernauwing of compressie. Spelden en tapes zijn hier niet nodig. Zijn lichte elasticiteit geeft patiënten een complete bewegingsvrijheid. Tubifast 2 way stretch is beschikbaar in 6 afmetingen, ontworpen om op elk lichaamsdeel te gebruiken. Elke afmeting is aangeduid met een gekleurde lijn verweven in het verband. Het verband is snel en gemakkelijk te gebruiken: Knip op maat en rek het verband uit voor een egale, niet benauwende pasvorm.

Voordelen van Tubifast 2 Way stretch buisverband

- Houdt verbanden veilig op hun plaats zonder belemmering of compressie
- Biedt patiënten een volledige bewegingsvrijheid.
- Buisverband - geen spelden of tapes nodig
- Handwas mogelijk
- Snel en gemakkelijk in gebruik: knip op gewenste maat en rek over het verband voor een egale, niet benauwende pasvorm
- Beschikbaar in een reeks referenties met kleurencodering, geschikt voor zowel smalle ledematen tot een volwassen borstkasformaat
- kostefficiënt

Afmetingen:

Omtrek

- Tubifast - 7,5cm x 10m - Blauw: Omtrek 24-40cm
- Tubifast - 10cm x 10m - Geel: Omtrek 35-64cm

Meet altijd rond het breedste gedeelte van het lichaamsdeel.

Samenstelling

- Vervaardigd van 92% viscose, 5% elasthaan en 3% polyamide
- Latexvrij