



Artikelnummer	020505
Prijs excl. BTW	€ 1,52
Prijs incl. BTW	€ 1,84
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Wattenstaafjes met standaard tip - Dubbelzijdig - 100 stuks

Veelzijdig Gebruik

Deze swab-sticks zijn voorzien van watten tips aan beide uiteinden, waardoor ze veelzijdig inzetbaar zijn voor verschillende medische en hygiënische toepassingen, zoals het afnemen van stalen of reinigen.

Gesteriliseerd voor patiëntveiligheid

De swab-sticks worden gesteriliseerd vóór verpakking, wat zorgt voor een verminderde kiemlast en extra veiligheid voor de patiënt. Dit maakt ze ideaal voor gebruik in medische omgevingen waar hygiëne cruciaal is.

Verpakking en aantal

De swab-sticks worden geleverd in een zak met 100 stuks, wat zorgt voor een ruime voorraad voor dagelijks gebruik in zorginstellingen, klinieken en ziekenhuizen.

Afbeeldingen

